

Guide de sécurité et contre-indications : Stimulateur circulatoire Revitive

Contre-indications absolues (Ne pas utiliser)

- Port d'un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou d'un défibrillateur automatique implantable (DAI).
- Traitement en cours pour une thrombose veineuse profonde (TVP) confirmée.
- Grossesse (ne pas utiliser l'appareil).
- Présence d'implants métalliques dans la zone de traitement.

Précautions d'usage importantes

- Ne pas utiliser sur une peau lésée, infectée, enflammée ou présentant des éruptions cutanées.
- Ne pas utiliser l'appareil en conduisant ou en manipulant des machines.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans l'eau ou dans un environnement très humide.
- Éviter de placer les électrodes sur le cou, la tête ou directement sur le cœur.
- Maintenir l'appareil hors de portée des enfants.

Quand consulter un professionnel de santé

- Si vous souffrez d'épilepsie ou de troubles neurologiques.
- En cas de pathologie cardiaque connue ou de troubles du rythme.
- Si vous ressentez une douleur inhabituelle ou persistante après une séance.
- En cas de doute sur la compatibilité de l'appareil avec votre traitement médical actuel.
- Si vous présentez des varices sévères ou des ulcères veineux.

Conseils pour une utilisation optimale

- Toujours utiliser l'appareil en position assise, les pieds bien à plat sur les repose-pieds.
- Hydrater légèrement la plante des pieds avant l'utilisation pour améliorer la conductivité.
- Commencer par un niveau d'intensité faible et augmenter progressivement selon votre confort.
- Ne pas dépasser la durée de séance recommandée par le manuel d'utilisation.
- Conserver ce document à proximité de l'appareil pour référence rapide.